

Hydrophober Bakterienfilter für sämtliche Ardo Absaugpumpen

- **Doppelfunktion**

Der Filter schliesst bei Überlauf und Schaumbildung und verhindert deshalb eine Verschmutzung im Innern der Pumpe. Der höchst effiziente Bakterienfilter hat ein Rückhaltevermögen von 99.99946 % bei einer Partikelgrösse von 3.3 µm.

- **Filterwechsel**

Bei Verfärbung oder Überlauf muss der Filter gewechselt und entsorgt werden, damit die volle Saugleistung der Pumpe gewährleistet ist. Den Filter mindestens einmal im Monat auswechseln.

- **Fussvakuumregler**

Bei Anschluss des Fussvakuumreglers zwischen Pumpe und Bakterienfilter, ist auch dieser gegen Überlauf und Schaum geschützt.

SWISS MADE 



Ardo Bakterienfilter / 12.2017 / V01